

# Esco Nordic Safe II-luokan suojakaapit



- EN 12469 mukainen II-luokan suojakaappi
- suojaa käyttäjän, tuotteen ja ympäristön
- läpinäkyvät sivuseinät
- sähkökäyttöinen etulasi
- alhainen energiankulutus
- kirkas kehyksetön etulasi takaa esteettömän näkyvyyden
- kallistettu etulasi mahdollistaa hyvän työasennon
- liitäntä ilmastointiautomaatioon
- ½-nopeuskytkin
- runsaasti lisävarusteita ja mallivaihtoehtoja



Mallit	NC2-3L8	NC2-4L8	NC2-6L8
Ulkomitat ilman jalustaa, mm (l x s x k)	900 x 812 x 1410	1200 x 812 x 1410	1800 x 812 x 1410
Jalustan korkeus, mm (istuma/seisoma)	711 tai 860	711 tai 860	711 tai 860
Työtilan mitat, mm (l x s x k)	830 x 584 x 670	1130 x 584 x 670	1720 x 584 x 670
Paino, kg	203	248	339
Energiankulutus, W	187	187	272
Sisäänvirtaus, (m <sup>3</sup> /h)	234	317	485
Alasvirtaus, (m <sup>3</sup> /h)	519	703	1165
Valaistustaso, Lux	>1000	> 1100	> 1250
Suodatus (Inflow /Downflow)	>99.999 % väliltä 0,1 – 0,3 µm, EN1822, H14		
Äänitaso, dB	51	51	59