

Suojakaapit ja työturvallisuus – oikean suojakaappityypin valitseminen ja käyttö

- Eri suojakaappityypit: Kuinka valita oikeanlainen kaappi?
- Mitä suojataan ja miltä?
- Laitesuunnittelu ja standardit
- Turvallinen työskentely
- Ylläpito ja huolto

- **Laminaarikaapit**
 - vertikaali vs. horisontaali
 - PCR
- **Mikrobiologiset suojakaapit BSC I, II ja III**
 - oikea malli oikeaan käyttötarkoitukseen: A1, A2, B1, B2
 - sytostaattikaapit
 - lyijysuojatut
- **Vetokaapit ja suodatinvetokaapit**
- **Punnituskaapit**
- **Isolaattorit ja hanskakaapit**
- **Erikoisemmat kaappityypit:**
 - koe-eläinkäsittelyyn, tutkimuslaitteille, kaappilinjastot

Aika **Tiistai 21.5.2019 kello 8.45 – 15.00**

Paikka Labo Line Oy:n koulutustilat
Karjalankatu 2 (**6.krs**), 00520 HELSINKI
Reittiopas ja aikataulut www.hsl.fi
HUOM! parkkitilaa on vähän

Kohderyhmä Tapahtuman kohderyhmää ovat kaikki henkilöt, jotka tulevat olemaan jollakin tavalla tekemisissä erilaisten suojakaappien kanssa

1. Työntekijät ja osastojen esimiehet

- lääkeaineiden ja sytostaattien käsittelijät,
- mikrobiologisia töitä tekevät,
- muut veto-, laminaari- tai suojakaappeja käyttävät henkilöt,

2. Työ- ja potilasturvallisuudesta vastaavat henkilöt

3. Ostajat, suunnittelijat ja laitevalinnoista vastaavat

4. Teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt

Tavoitteet

1. Tunnistaa suojakaappityypit
2. Pohtia työ- ja potilasturvallisuutta suojakaappien näkökulmasta
3. Ymmärtää Luokan II suojakaappien (EN 12469) ylläpidon pääperiaatteet

Ilmoittautuminen	HUSin henkilöstö Harppi järjestelmän kautta 15.5.2019 mennessä Muut ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä: info@laboline.fi Huom! Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset ruoka-allergiat.
Kustannukset	Koulutus sisältää kahvitarjoilut, lounaan ja koulutusmateriaalin HUSin työntekijöille 0 €. Muut 99 € (alv 0%).
Järjestäjä	HUS Henkilöstökoulutus ja Labo Line Oy
Tiedustelut	Koulutuspäivän järjestelyjä koskeviin tiedusteluihin vastaa koulutussuunnittelija Paula Mertanen paula.mertanen@hus.fi ja koulutuspäivän sisältöä Labo Line Oy:n tuotepäällikkö Mikko Rantahakala, mikko.rantahakala@laboline.fi Koulutuksen minimiosallistujamäärä on 20 henkeä (maksimi 50 henk.) Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.

OHJELMA

8.45 – 9.00	Aamukahvi
9.00 – 9.30	Päivän avaus: <i>Labo Line Oy:n ja HUSin yhteistyö 1993-2017</i>
9.30 – 10.30	Suojakaappityypit <i>Mitä eroa on laminaarikaapilla ja biosuojakaapilla? Entä vetokaapilla ja luokan I suojakaapilla? Luento selkeyttää erilaiset virtauskaapit oikeille paikoilleen sekä valaisee kaappeihin liittyvää termistöä ja standardistoa.</i>
10.30 – 10.45	Lyhyt tauko
10.45 – 12.00	Luokan II suojakaapit, vaatimukset ja käyttö: <i>Työrutiinien, aseptisyyden, työasennon, valaistuksen ja äänitason merkitys työ- ja potilasturvallisuuden kannalta.</i>
12.00 – 13.00	Lounas ja laitteisiin tutustuminen
13.00 – 14.30	Suojakaappien ylläpito, huolto ja mittaukset: <i>Standardin EN 12469 mukaiset validoinnit, käyttäjän rutiinimaiset ylläpitotoimet, lääkintätekniikan huoltovalmiudet</i>
14.30 – 14.45	Yhteenveto, loppukeskustelu ja kysymykset
14.45 – 15.00	Kahvit ja laitteisiin tutustuminen

Tervetuloa koulutukseen!